

Preciform® N HardBite

Bissregistriermaterial



Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

Produktbeschreibung

Preciform® N HardBite ist ein sehr hartes Bissregistriermaterial für eine schnelle und genaue Bissregistrierung. Durch die Applikation aus selbstmischenden AUTOMIX-Kartuschen kann es direkt und blasenfrei appliziert werden. Das Bissregistriermaterial basiert auf additionsvernetzenden Vinylsilikonen.

Preciform® N HardBite ist ein spritzbares Material für die Bissregistrierung, das auch in der Schlussbissstellung verwendbar ist. Auch kann es als Schlüsselmaterial, z.B. für intraorale Stützstift-Registrate angewendet werden. Ferner kann Preciform® N HardBite für die Fixierung von Bissgabeln bei Gesichtsbogenregistraten benutzt werden. Preciform® N HardBite kann aufgrund seiner hohen Endhärte sehr leicht geätzt werden und ist nicht brüchig.

Dank der thixotropen Eigenschaften und der damit verbundenen Standfestigkeit von Preciform® N HardBite wird ein Einfließen in die Interdentalräume vermieden, und eine leichte Mundentnahme wird ermöglicht.

Indikationen/Zweckbestimmung

- Bissregistriermaterial
- Schlüsselmaterial, z.B. für intraorale Stützstift-Registrate
- Fixierung von Bissgabeln bei Gesichtsbogenregistraten

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Vorbereiten der AUTOMIX-Kartusche

Den Verschluss der AUTOMIX-Kartusche entfernen und durch eine der mitgelieferten Mischkanülen ersetzen. Das zugehörige Austragegerät wird sodann mit der AUTOMIX-Kartusche bestückt und ist sofort applikationsbereit.

Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschluss. **Die Kartusche nicht wieder mit dem Originalverschluss versehen**, da hierbei eine gegenseitige Kontamination und somit unbeabsichtigtes teilweises Aushärten nicht ausgeschlossen werden kann.

Anwendung

Registrierung

Das automatisch gemischte Material wird direkt auf die zu registrierenden Okklusalfächen appliziert. Innerhalb von 20 Sekunden (Verarbeitungs- bzw. Applikationszeit bei 23 °C) nach Beginn des Austragens soll der Patient den Mund in der gewünschten Okklusion schliessen. Nach 45 Sekunden im Mund ist das Material ausgehärtet und das Registrat kann entnommen werden.

Artikulator

Preciform® N HardBite erlaubt eine exakte Kontrolle bei der Fixierung des Gipsmodells im Artikulator. Registrare aus Preciform® N HardBite sind über Monate lagerfähig, ohne zu schrumpfen.

Desinfektion

Es kann mit Desinfektionslösungen speziell für Materialien auf Basis additionsvernetzender Silikone desinfiziert werden.

Hierzu die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Zusätzliche Hinweise:

- Verwenden Sie keine Latex-Handschuhe, da diese die Abbindereaktion der Polyvinyle beeinträchtigen können. Den präparierten Zahn nicht mit Latex-Handschuhen berühren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie

P. L. Superior Dental Materials GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. P. L. Superior Dental Materials GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Veräußerlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von P. L. Superior Dental Materials GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des P. L. Superior Dental Materials GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für P. L. Superior Dental Materials GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

REF 1060429



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485



P. L. Superior
Dental Materials GmbH
Stiller Weg 15 A
22607 Hamburg, Germany