



Frontzahn
Anterior
Anteriore
Antérieure



Formenkarte

Mould Chart

Tabella forme

Ficha de formas

Carte de formes

DeltaForm®



oval



rectangular

O 1

48,2
11,0
9,1
40,0



R 1

42,5
10,1
7,8
36,0



R 2

43,3
10,9
8,1
36,0



R 3

45,2
11,0
8,4
39,0



R 4

45,5
10,6
8,6
39,0



R 5

46,7
11,5
8,7
39,0



R 6

51,0
13,0
9,4
43,0



triangular

T 1

44,1
9,3
8,4
37,0



T 2

44,1
9,3
8,5
38,0



OMP-N® Organic Modified Polymer-Network


Für mehr Qualität

For more quality

Per una maggiore qualità

Para una mayor calidad


Pour plus de qualité





*OMP-N® specially processed interpenetrated network

Graph based on Ghazal et al.: Two-body wear of resin and ceramic denture teeth in comparison to human enamel. Dental Materials 4 (2007) 24, p. 502-507

Conventional Acrylic Material
Single Cross-Linked Polymer



OMP-N® Organic Modified
Polymer-Network





square

S 1

44,4
9,1
8,4
37,0



S 2

44,5
10,0
8,3
38,0



S 3

45,0
10,0
8,4
38,0



S 4

46,4
9,8
8,6
39,0



S 5

46,5
9,3
8,7
39,0



S 6

47,4
10,1
9,0
40,0



i 1

33,4
9,0
4,9



i 2

35,3
9,2
5,3



i 3

35,8
8,6
5,5



i 4

35,9
8,5
5,4



i 5

35,0
9,2
5,3



i 6

37,4
9,3
5,6





i 7

37,7
10,6
5,5



i 8

38,7
11,2
5,8



Drei-Schicht-Aufbau

Three-layer set-up

Struttura a tre strati

Estructura de tres capas

Structure à très couches



16 V-Farben/shades/colori/colores/couleurs A1-D4
4 Bleach-Farben/shades/colori/colores/couleurs BL1-BL4

Artikulationstabelle DeltaForm®

Cross reference chart · Tabella di articolazione

Tabla de articulación · Table d'articulation

 DeltaForm®	 DeltaForm®	 DeltaForm® HD
● - Form O1	i6/i7/i8	XL / L
▲ - Form T1 T2	i3/i2 i2/i3/i4/i5	M / S / XS M / S
■ - Form R1 R2 R3 R4 R5 R6	i1/i2/i4 i2/i4/i5 i5/i6/i7 i5/i6/i7 i7/i8 i8	XS / S / M S / M M / L M / L M / L XL
■ - Form S1 S2 S3 S4 S5 S6	i1/i2/i3/i4 i3/i5 i5/i6 i6/i7 i4/i5/i6 i6/i7	XS / S XS / S S / M M / L M / L M / L

DeltaForm®



OMP-N®

DeltaForm®



OMP-N®

DeltaForm® HD



HMP-N®

Formenkarte Seitenzahn ►

Mould Chart posterior
Tabella forme posteriore
Ficha de formas posterior
Carte de formes postérieure

REF 1090170



Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Safety data sheet available on request.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Merz Dental GmbH

Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485 · MDR

CE 0482