

artVeneer[®] Life



CBI[®]

System Formenkarte

System Mould Chart

Sistema Tabella forme

Sistema Ficha de formas

Système Carte de formes

C-Form



B-Form



CL	⑤ 9,5
① 49,2	⑦ 7,4
② 12,0	⑧ 12,3
③ 12,7	⑨ 13,6
④ 8,8	⑩ 8,6

CM	⑤ 9,7
① 46,4	⑦ 7,0
② 11,0	⑧ 11,2
③ 12,0	⑨ 12,7
④ 8,3	⑩ 8,1

CS	⑤ 9,3
① 43,3	⑦ 6,4
② 10,3	⑧ 10,9
③ 11,4	⑨ 11,6
④ 7,7	⑩ 7,3

UCL	⑭ 11,3
① 38,7	⑮ 12,2
⑪ 11,7	⑯ 6,1
⑫ 12,6	⑰ 12,5
⑬ 5,9	⑱ 13,6
	⑲ 7,3

UCM	⑭ 11,1
① 37,0	⑮ 11,8
⑪ 11,0	⑯ 5,8
⑫ 11,7	⑰ 11,7
⑬ 5,7	⑱ 12,9
	⑲ 7,0

UCS	⑭ 10,2
① 35,0	⑮ 11,0
⑪ 10,6	⑯ 5,4
⑫ 11,3	⑰ 10,8
⑬ 5,3	⑱ 12,2
	⑲ 6,6

XL	36,7
① 8,1	② 7,4
③ 8,1	④ 7,7
	⑤ 11,3
	⑥ 10,0
	⑦ 12,7
	⑧ 12,5
	⑨ 11,1
	⑩ 9,7
	⑪ 13,3
	⑫ 12,5
	⑬ 11,3
	⑭ 10,2

BXL	⑤ 11,2
① 53,6	⑦ 7,7
② 13,0	⑧ 12,1
③ 14,3	⑨ 15,3
④ 10,0	⑩ 9,3

BL	⑤ 11,0
① 49,9	⑦ 7,1
② 11,6	⑧ 12,2
③ 13,0	⑨ 14,0
④ 9,3	⑩ 8,7

BM	⑤ 10,5
① 47,2	⑦ 6,7
② 10,8	⑧ 11,6
③ 12,3	⑨ 12,9
④ 8,8	⑩ 8,2

BS	⑤ 9,7
① 43,6	⑦ 6,3
② 10,2	⑧ 10,7
③ 11,5	⑨ 12,2
④ 8,1	⑩ 7,6

UBL	⑭ 10,2
① 39,6	⑮ 11,9
⑪ 10,1	⑯ 6,3
⑫ 11,8	⑰ 11,6
⑬ 5,8	⑱ 13,0
	⑲ 7,2

UBM	⑭ 10,4
① 38,2	⑮ 11,4
⑪ 9,8	⑯ 6,1
⑫ 11,3	⑰ 11,5
⑬ 5,6	⑱ 12,5
	⑲ 7,0

UBS	⑭ 9,8
① 35,3	⑮ 10,6
⑪ 8,7	⑯ 5,7
⑫ 10,5	⑰ 10,7
⑬ 5,2	⑱ 11,7
	⑲ 6,5

L	35,1
① 7,6	② 7,0
	③ 10,8
	④ 9,6
	⑤ 12,0
	⑥ 11,7
	⑦ 10,6
	⑧ 9,2
	⑨ 12,6
	⑩ 11,9
	⑪ 10,8
	⑫ 9,2

①	②	Zahn
14/24	15/25	16/26
34/44	35/45	36/46
8,1	7,4	11,3
8,1	7,7	11,5
		10,0
		12,7
		12,5
		11,1
		9,7
		13,3
		12,5
		11,3
		10,2

①	②	Zahn
14/24	15/25	16/26
34/44	35/45	36/46
7,6	7,0	10,8
7,7	7,3	11,0
		9,6
		10,5
		12,0
		11,7
		10,6
		9,2
		12,6
		11,9
		10,8
		9,2

BO-Form



BI-Form



artVeneer® Life

BOL

⑤ 10,9
⑥ 12,3
① 49,4 ⑦ 7,2
② 12,0 ⑧ 13,7
③ 12,2 ⑨ 14,7
④ 8,9 ⑩ 8,6

**BIL**

⑤ 10,5
⑥ 11,5
① 50,0 ⑦ 8,2
② 12,5 ⑧ 13,0
③ 12,5 ⑨ 14,0
④ 9,3 ⑩ 8,6

**BOM**

⑤ 10,7
⑥ 11,8
① 46,8 ⑦ 6,9
② 11,6 ⑧ 12,7
③ 12,5 ⑨ 14,0
④ 8,4 ⑩ 8,2

**BIM**

⑤ 9,8
⑥ 10,8
① 47,4 ⑦ 6,7
② 12,0 ⑧ 11,8
③ 12,8 ⑨ 13,3
④ 8,8 ⑩ 8,2

**BOS**


⑤ 9,7
⑥ 10,9
① 43,9 ⑦ 6,5
② 10,8 ⑧ 11,7
③ 11,7 ⑨ 13,1
④ 7,9 ⑩ 7,6

**BIS**

⑤ 9,1
⑥ 10,1
① 44,3 ⑦ 6,3
② 10,8 ⑧ 11,1
③ 11,8 ⑨ 12,6
④ 8,3 ⑩ 7,6

**UBXL**


⑭ 11,8
⑮ 13,3
① 43,6 ⑯ 7,2
⑪ 11,0 ⑰ 13,2
⑫ 13,2 ⑱ 14,6
⑬ 6,5 ⑲ 8,0

**UBIL**




⑭ 10,9
⑮ 12,5
① 39,5 ⑯ 6,3
⑪ 11,2 ⑰ 12,8
⑫ 12,5 ⑱ 14,6
⑬ 5,7 ⑲ 7,5

**UBIM**

⑭ 10,0
⑮ 11,9
① 37,7 ⑯ 5,9
⑪ 10,3 ⑰ 12,2
⑫ 11,9 ⑱ 13,7
⑬ 5,5 ⑲ 7,2

**UBIS**

⑭ 9,8
⑮ 11,4
① 35,7 ⑯ 5,8
⑪ 9,8 ⑰ 11,6
⑫ 11,3 ⑱ 13,1
⑬ 5,2 ⑲ 6,8

**M****S**

①

②

14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth
6,6	5,6	10,1	9,0	11,2	11,0	10,0	8,6	
7,2	7,0	10,3	10,0	11,8	11,2	10,1	8,8	

①

②

14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth
8,1	8,7	9,5	9,4	10,8	10,5	9,4	8,1	
7,2	7,4	8,6	8,8	11,2	10,6	9,4	8,5	

I-Form



IT-Form



IXL

⑤ 11,5
⑥ 13,0
① 53,6
② 13,2
③ 15,3
④ 9,9
⑦ 7,5
⑧ 14,2
⑨ 15,6
⑩ 8,9



IL

⑤ 10,6
⑥ 11,6
① 47,0
② 12,5
③ 13,5
④ 8,8
⑦ 7,8
⑧ 12,5
⑨ 14,0
⑩ 8,5



IM

⑤ 9,7
⑥ 10,9
① 44,4
② 11,2
③ 12,7
④ 8,3
⑦ 6,3
⑧ 12,1
⑨ 13,2
⑩ 8,0



IS

⑤ 9,0
⑥ 11,5
① 41,8
② 10,8
③ 12,2
④ 7,8
⑦ 5,9
⑧ 10,9
⑨ 12,6
⑩ 7,0



UIL

⑭ 10,9
⑮ 12,9
① 37,7
② 11,6
③ 12,7
④ 5,7
⑥ 5,8
⑦ 12,3
⑧ 13,6
⑨ 7,2



UIM

⑭ 10,5
⑮ 12,0
① 35,3
② 10,4
③ 11,7
④ 5,3
⑥ 5,4
⑦ 11,1
⑧ 12,6
⑨ 6,7




UIS

⑭ 9,6
⑮ 11,3
① 33,4
② 10,0
③ 11,0
④ 5,0
⑥ 5,0
⑦ 9,9
⑧ 11,8
⑨ 6,2



XS



①	②								
14/24	15/25	16/26	17/27	14/24	15/25	16/26	17/27	Zahn	
34/44	35/45	36/46	37/47	34/44	35/45	36/46	37/47	Tooth	
7,8	8,4	9,2	9,5	10,2	10,0	9,0	7,8		
6,7	7,0	8,8	8,7	10,3	9,9	8,9	8,2		

ITL

⑤ 10,8
⑥ 11,7
① 48,1
② 12,0
③ 12,9
④ 8,8
⑦ 6,9
⑧ 12,6
⑨ 13,8
⑩ 8,5





ITM

⑤ 9,9
⑥ 11,1
① 45,0
② 11,3
③ 12,1
④ 8,2
⑦ 6,3
⑧ 11,9
⑨ 12,6
⑩ 7,9




ITS

⑤ 9,4
⑥ 10,4
① 41,9
② 10,7
③ 11,3
④ 7,7
⑦ 6,0
⑧ 11,0
⑨ 12,0
⑩ 7,4



16 V-Farben /shades/colori/colores/colours A1-D4

4 Bleach-Farben /shades/colori/colores/colours BL1-BL 4




Drei-Schicht-Aufbau

Three-layer set-up

Struttura a tre strati

Estructura de tres capas

Structure à trois couches





artVeneer® Life

Made in Germany

artVeneer® Life

OMP-N®





Organic Modified Polymer-Network



Einfach vernetztes Polymer

Conventional Acrylic Material

Single Cross-Linked Polymer



Das Diagramm basiert auf / Graph based on
Ghazal et al.: Two-body wear of resin and ceramic denture teeth in comparison to human enamel. Dental Materials 4 (2007) 24, p. 502-507

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. / Safety data sheet available on request.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. / Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112. / The mould chart complies with EN ISO 22112.

La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112. / La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112.

La carte des formes répond à la norme EN ISO 22112.

- C** cervical-betont
Markanz, Härte, maskulin
- B** body-betont
Harmonie, neutral
- I** inzisal-betont
Grazie, Eleganz, feminin

ENGLISH

- C** cervical emphasized
striking, firm, masculine
- B** body emphasized
harmonious, neutral
- I** incisal emphasized
grace, elegance, feminine

ITALIANO


- C** cervicale
forma marcata, maschile,
ispira durezza
- B** corporea
forma armoniosa, neutrale
- I** incisale
forma aggraziata, elegante,
femminile

ESPAÑOL

- C** acento cervical
marcado, dureza, masculine
- B** acento en el cuerpo
armonía, neutralidad
- I** acento incisivo
gracia, elegancia, feminidad

FRANÇAIS


- C** accentuation cervicale
angulosité, force, masculinité
- B** accentuation corps
harmonie, neutralité
- I** accentuation incisive
grâce, élégance, féminité



Form C




Form B




Form BO




Form BI



Form I



Form IT



Formenkarte
Mould chart
Tabella forme
Ficha de formas
Carte de formes
artVeneer® Life

REF 1092233



Merz Dental GmbH
Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany
Tel + 49 (0) 4381 / 403-0
Fax + 49 (0) 4381 / 403-403
www.merz-dental.de
EN ISO 13485

CE 0482