

Protesi totale in funzione - TiF®


Accessori

Matite, matite colorate rosse, verdi e blu, profilometro, gognometro e una sagoma angolare da 22,5°.

Tutte le linee guida vengono riportate sui bordi e sullo zoccolo dei modelli.


Centri anatomici dei modelli

- Modello sup.: centro della papilla incisale e punto intermedio tra la distanza dei tuberi.
- Modello inf.: frenulo linguale (la perdita dei denti può essere causata da vari fattori, rispettivamente differente risulta l'atrofia della cresta alveolare. Questo incide relativamente, da esperienze acquisite, sulla posizione del frenulo linguale nell'area anatomica del centro del modello rispetto alla pliche vestibolare) e il punto intermedio tra la distanza dei trigoni.



Modello inferiore – linee di statica


- Centro frontale o anteriore della cresta e centro del frenulo sono perpendicolari al centro anatomica del modello.
- Statica di base: posizione del quarto e il centro dei trigoni (linea rossa).
- Correzione interna: posizione del quarto e area demarcata lingualmente dai trigoni (verde), in alternativa viene considerata anche la linea miloioidea.
- Correzione esterna: posizione del quarto e area demarcata vestibolarmente dai trigoni (blu).



Linea dello stop

- Linea laterale con decorso parallelo all'andamento della cresta.
- Tangente (linea parallela al piano oclusale), linea di demarcazione verticale dell'area masticatoria estesa e area di tolleranza di 1 mm sia mesiale che distale (blu).

Demarcazione di 22,5° trovata con sagoma angolare e linea dello stop; se l'atrofia dorsale risulta così marcata che non può essere riscontrato il punto d'intersezione davanti al trigono, il montaggio finisce in prossimità del trigono (rosso).




Modello superiore – linee di statica


- Centro della papilla incisiva, confine limite della posizione degli incisivi centrali (7-8mm), punta della prima ruga palatale grande, spostata verso distale a ca. una larghezza di un premolare, si trova la posizione del canino.
- Statica di base: posizione dei quarti e centro dei tuberi
- Correzione interna: posizione dei quarti e ruga palatale
- Correzione esterna per il bilanciamento: confine limite buccale della cresta alveolare
- Correzione esterna per montaggio lingualizzato: Prof. Gerber: posizione dei quarti e posizione dei sestii.
- Trascrizione della demarcazione dell'area masticatoria estesa (posizione dei sestii).

Bilanciamento:
demarcazione esterna della
cresta

Lingualizzato:
Prof. Gerber




Correzione esterna mediante appoggio funzionale delle cuspidi buccali.



Correzione esterna secondo Gerber esclusivamente mediante appoggio delle cuspidi palatali (lingualizzato); le cuspidi buccali sono prive di contatto.

Linee definitive di montaggio

- **Linee frontali** (correzione esterna, correzione interna non che statica di base) rimangono al loro posto.



- **Posteriormente:** per la correzione esterna ed interna definitiva, vengono considerate rispettivamente le linee riportate in prossimità della statica di base.
- **Posteriormente:** linea di montaggio definitiva di destra (in alternativa: uso della statica di base inferiore, se indiziata da atrofia della cresta).
- **Posteriormente:** linea di montaggio definitiva di sinistra (in alternativa: uso della statica di base inferiore, se indiziata da atrofia della cresta).

